

NanoCare™

Chrání Vaše sluchadlo



WIDEX®
high definition hearing

**Inspirováno
přírodou**



Widex představuje nový účinný systém ochrany sluchadel před ušním mazem - NanoCare™.

Widex se inspiroval mimořádnými samo-čisticími vlastnostmi rostliny lotosu a vyvinul systém maximálně odolný proti vlhkosti a prachu.

Tento průkopnický *NanoCare* systém aktivně brání pronikání nečistot a vlhkosti do otvoru reprodukčního sluchadla a tím udržuje cestu průchozí pro zvuk.

Pro uživatele to znamená zlepšení výkonu, delší životnost sluchadla a větší spokojenost s jeho používáním. Pro lékaře to znamená více spokojených pacientů.


NanoCare může být používán pro všechna zvukovodová a CIC sluchadla Widex, a také pro Widex Passion – nejmenší závěsné sluchadlo na světě s nejvyšší kvalitou zvuku.

Nejlepší ochrana Vašeho sluchadla



*Filtrem proti mazu s ochranou nano-
vrstvou nepronikne ani kapka vody.*

Zvětšeno 35x



*Systém ochrany proti mazu Nanocare™ může být použit pro všechna naše CIC a
zvukovodová sluchadla, a také pro nejnovější sluchadla Passion.*


NanoCare™

– nové revoluční
řešení od
Widexu






„Nová technologie povrchové úpravy vyvinutá
Dánským technologickým institutem spočívá
v nanosení velice tenké nano-vrstvy na některé díly
sluchadel, které tím získají zcela nové vlastnosti.
Pouze jedna tato molekulární vrstva (silná přibližně
2 nm), zabraňuje vniknutí kapaliny a ušního mazu
do sluchadla.“

Leif Højslet Christensen, Ph.D., vedoucí Dánského
technologického institutu a spoluvynálezce filtru
NanoCare.



*Mřížka mikrofonu, pokrytá pomocí nano-
technologie. Kapka vody na jejím povrchu
je odpuzována a steče z mřížky.*



*Běžná mřížka mikrofonu, která není pokryta nano-vrstvou. Kapky vody po několika sekun-
dách pronikají mřížkou.*

NanoCare™

– pro aktivní
životní styl



Uživatelé sluchadel často vedou velmi aktivní život.

Především děti svou každodenní aktivitou vystavují svá sluchadla většímu opotřebení a tedy i možnosti poškození.

Není nic nepříjemnějšího, a to jak pro dospělé tak i pro děti, než poslat svá sluchadla do opravy.

Filtr proti mazu *NanoCare™* je však při ochraně sluchadel před ušním mazem, vlhkostí a prachem tak účinný, že se při jeho používání výrazně sníží potřeba jejich oprav. A to je dobrá zpráva pro všechny uživatele – méně času bez svého sluchadla znamená více času na věci, které jsou pro Vás důležité.



Spolehlivý a příjemný pro uživatele



Spolehlivý a příjemný pro uživatele

Moderní technologie a jednoduché používání filtru *NanoCare* zajišťuje uživatelům v současné době nejlepší dostupnou ochranu proti ušnímu mazu, vlhkosti a prachu.

Nepropustí vodu

Speciální povlak *NanoCare* odpuzuje vodu podobně jako list lotosu a umožňuje neuvěřitelnou odolnost vůči vlhkosti. Zaručuje tak dlouhodobou ochranu sluchadel.

Nepropustí ušní maz

Oleofobní (olej odpuzující) vlastnosti *NanoCare* zajišťují zvláštní odolnost vůči ušnímu mazu.

NanoCare nemá žádný negativní vliv na výkon sluchadla a snadno se používá a vyměňuje. Můžete jej také použít pro všechna sluchadla vybavená naším současným filtrem proti mazu CeruStop. A protože je *NanoCare* vyráběn pouze ve Widexu, je zcela zajištěna kontrola jakosti.





Vysoce moderní technologie výroby



Widex je jedním z mála výrobců v oboru sluchadel, který aktivně vyvíjí, navrhuje, zkouší a vyrábí své výrobky vlastními silami.

Díky tomu můžeme nejen dodržovat technické normy, ale také využívat nejnovější technologie vyvinuté ve společnosti Widex. Navíc, využití našich vlastních zařízení nám umožňuje neomezenou pružnost ve vývoji nejlepších možných výrobků a řešení v oboru sluchadel.





NanoCare™.
Chrání Vaše sluchadlo

POSLÁNÍ A VIZE SPOLEČNOSTI WIDEX

Naším posláním je cestou originality, vytrvalosti a spolehlivosti vyvíjet sluchadla nejvyšší kvality, která zajistí lidem s nedoslýchavostí stejné komunikační možnosti jako mají lidé normálně slyšící.

Díky tomu se stal Widex světovou jedničkou v oblasti digitálních sluchadel.

www.widex.cz

www.widex.com

WIDEX[®]
high definition hearing



Printed by FB / 05-08
9 502 1108 020 #01